


Neogyn

Dispositivo de RADIOFRECUENCIA:

- No invasivo
- No quirúrgico
- Control constante de temperatura
- Calor endógeno
- Acción superficial y profunda



Mecanismo de acción de la RF



APLICACIONES

- Incontinencia urinaria leve
- Atrofia Vulvovaginal (GSM)
- Prolapso leve
- Disfunción orgásmica
- Sequedad vaginal
- Dispareunia
- Remodelación labios

RADIOFRECUENCIA MONOPOLAR Y BIPOLAR



TERAPIA EXTERNA
Monopolar

TERAPIA INTRACAVITARIA
Monopolar/Bipolar



INTERFAZ

Monopolar/ Bipolar →

Ciclo de trabajo →

Temperatura (42°)

Continuo/ Pulsado

Frecuencia

- 420 kHz
- 500 kHz
- 720 kHz
- 1000 kHz

REFERENCIA	PRODUCTO	CANTIDAD
88847797VAG	Equipo de radiofrecuencia Neogyn	2 probes monopolar/bipolar + 2 probes monopolares
20712021	Probe Physiovag Monopolar/Bipolar para aplicación vaginal interna	1 unidad
20712030	Probe Physiovag Monopolar para aplicación vaginal externa	1 unidad